


# ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

## ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 4 КЛАССА

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР



### 4 КЛАСС

#### Размещение: Внутри упаковки

№	Наименование	Режимы
1	«MGtest»	120°C/45 мин, 132°C/20 мин
2	«СТЕРИМАГ-П-19/В»	120°C/45 мин, 132°C/20 мин
3	«СТЕРИМАГ-П-21/В»	120°C/45 мин
4	«СТЕРИМАГ-П-23/В»	132°C/20 мин

#### Размещение: Снаружи упаковки

№	Наименование	Режимы
1	«MGtest»	120°C/45 мин, 132°C/20 мин
2	«СТЕРИМАГ-П-18/Н»	120°C/45 мин, 132°C/20 мин
3	«СТЕРИМАГ-П-20/Н»	120°C/45 мин
4	«СТЕРИМАГ-П-22/Н»	132°C/20 мин

#### Размещение: Внутри и снаружи упаковки

№	Наименование	Режимы	Особенности
1	«MGtest»	120°C-137°C	+ Обеззараживание
2	«MGtest ПАР ВОЗД»	Все режимы	+ ВОЗД
3	«MGtest»	121°C/20 мин, 126°C/10 мин, 134°C/5 мин	
4	«MGtest»	121°C/20 мин, 126°C/10 мин, 134°C/7 мин	
5	«MGtest»	121°C/25 мин 134°C/5 мин	
6	«MGtest»	121°C/35 мин, 126°C/20 мин, 134°C/7 мин	
7	«Стеримаг-П-1»	120°C/45 мин, 126°C/30 мин, 132°C/20 мин	
8	«Стеримаг-П-2»	121°C/20 мин, 126°C/10 мин, 134°C/5 мин	
9	«Стеримаг-П-3»	121°C/15 мин, 126°C/10 мин, 134°C/5 мин	

## 4 КЛАСС

№	Наименование	Режимы
10	«Стеримаг-П-4»	121°С/20 мин, 126°С/10 мин, 134°С/7 мин
11	«Стеримаг-П-5»	121°С- 137°С
12	«Стеримаг-П-6»	121°С/20 мин, 115°С/35 мин, 112°С/45 мин, 105°С/100 мин, 100°С/120 мин
13	«Стеримаг-П-7»	121°С/15 мин, 115°С/30 мин, 112°С/35 мин, 105°С/75 мин, 100°С/120 мин
14	«Стеримаг-П-8»	121°С/12 мин, 115°С/20 мин, 112°С/30 мин, 105°С/60 мин, 100°С/100 мин
15	«Стеримаг-П-9»	121°С/8 мин, 115°С/15 мин, 112°С/20 мин, 105°С/45 мин, 100°С/60 мин
16	«Стеримаг-П-10»	115°С/12 мин, 112°С/15 мин, 105°С/30 мин
17	«Стеримаг-П-11»	115°С/10 мин, 112°С/12 мин, 105°С/25 мин, 100°С/45 мин
18	«Стеримаг-П-12»	112°С/8 мин, 105°С/20 мин, 100°С/30 мин
19	«Стеримаг-П-13»	100°С- 121°С
20	«Стеримаг-П-14»	100°С/30 мин, 110°С/15 мин, 120°С/8 мин
21	«Стеримаг-П-15»	100°С/45 мин, 110°С/20 мин, 120°С/12 мин
22	«Стеримаг-П-16»	100°С/60 мин, 110°С/30 мин, 120°С/15 мин
23	«Стеримаг-П-17»	100°С/60 мин, 110°С/60 мин, 120°С/30 мин
24	«СТЕРИМАГ-П-24»	134°С/4 мин
25	«СТЕРИМАГ-П-25»	134°С/5 мин
26	«СТЕРИМАГ-П-26»	134°С/7 мин
27	«СТЕРИМАГ-П-27»	134°С/10 мин
28	«СТЕРИМАГ-П-28»	134°С/18 мин
29	«СТЕРИМАГ-П-29»	134°С/20 мин
30	«СТЕРИМАГ-П-30»	121°С/15 мин
31	«СТЕРИМАГ-П-31»	121°С/20 мин
32	«СТЕРИМАГ-П-32»	121°С/35 мин
33	«СТЕРИМАГ-П-33»	121°С/15 мин, 126°С/10 мин, 134°С/3,5 мин
34	«СТЕРИМАГ-П-34»	121°С/20 мин, 126°С/10 мин, 134°С/5 мин
35	«СТЕРИМАГ-П-35»	121°С/35 мин, 126°С/20 мин, 134°С/7 мин
36	«СТЕРИМАГ-П-36»	120°С - 137°С

500  
1000  
2000

ШТУК  
В УПАКОВКЕ

4 класс  
СТЕРИМАГ **5** ЛЕТ  
СРОК ГОДНОСТИ

MGtest **6** ЛЕТ  
СРОК ГОДНОСТИ