

# ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

## ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 6 КЛАССА

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР



## 6 КЛАСС

**Размещение:** Внутри и снаружи

№	Наименование	Режимы	Особенности
1	«MGtest»	121°C/10 мин, 134°C/4 мин	
2	«MGtest»	121°C/15 мин, 134°C/3,5 мин	
3	«MGtest»	121°C/15 мин, 134°C/5 мин	
4	«MGtest»	121°C/15 мин, 134°C/5,5 мин	
5	«MGtest»	121°C/20 мин, 134°C/5 мин	
6	«MGtest»	121°C/20 мин, 134°C/7 мин	
7	«MGtest»	134°C/18 мин	
8	«MGtest»	134°C/5,3 мин	
9	«MGtest»	120°C/45 мин 132°C/20 мин	Снаружи упаковки
10	«MGtest»	120°C/45 мин 132°C/20 мин	Внутри упаковки

500  
1000  
2000 | ШТУК  
В УПАКОВКЕ

MGtest 6 | ЛЕТ  
СРОК ГОДНОСТИ