

ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 4 КЛАССА

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ВОЗД



4 КЛАСС

№	Наименование индикатора	Режимы	Особенности
■ Индикатор воздушной стерилизации:			
1	«MGtest ПАР ВОЗД»	Все режимы	+ ПАР
2	«MGtest»	160°C – 200°C	
3	«MGtest»	180°C/60 мин	
4	«СТЕРИМАГ-В-01»	160°C - 200°C	
5	«СТЕРИМАГ-В-02/н»	160°C/150 мин	Снаружи упаковки
6	«СТЕРИМАГ-В-03/в»	160°C/150 мин	Внутри упаковки
7	«СТЕРИМАГ-В-04/н»	180°C/30 мин	Снаружи упаковки
8	«СТЕРИМАГ-В-05/в»	180°C/30 мин	Внутри упаковки
9	«СТЕРИМАГ-В-06/н»	180°C/45 мин	Снаружи упаковки
10	«СТЕРИМАГ-В-07/в»	180°C/45 мин	Внутри упаковки
11	«СТЕРИМАГ-В-08/н»	180°C/60 мин	Снаружи упаковки
12	«СТЕРИМАГ-В-09/в»	180°C/60 мин	Внутри упаковки
13	«СТЕРИМАГ-В-10/н»	200°C/30 мин	Снаружи упаковки
14	«СТЕРИМАГ-В-11/в»	200°C/30 мин	Внутри упаковки

■ Индикатор комбинированный с двумя индикаторными метками 4 и 5 класса:

	Режимы 1 индикаторной метки	Режимы 2 индикаторной метки
1 «MGtest»	160°C/150 мин, 4 класс,	Все режимы 5 класс
2 «MGtest»	180°C/30 мин, 4 класс	Все режимы 5 класс
3 «MGtest»	180°C/45 мин, 4 класс	Все режимы 5 класс
4 «MGtest»	180°C/60 мин, 4 класс	Все режимы 5 класс
5 «MGtest»	200°C/30 мин, 4 класс	Все режимы 5 класс
6 «MGtest»	160°C - 200°C, 4 класс	Все режимы 5 класс

4 класс
СТЕРИМАГ 5 ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ

MGtest 6 ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ