

ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ


МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР

ЭО

ВОЗД

ПЕР



5 КЛАСС

№	Наименование	Режимы	Метод стерилизации
1	«MGtest Bio ПАР»	Все режимы в интервале 110°C-137°C	ПАР
2	«MGtest Bio ВОЗД»	Все режимы в интервале 160°C-200°C	ВОЗД
3	«MGtest Bio ЭО»	Все режимы	ЭО
4	«MGtest Bio ПЕР»	Все режимы	ПЕР
5	«Медтест» БИКСТ-5П	Все режимы в интервале 110°C и более	ПАР
6	«Медтест» БИКСТ-5В	Все режимы в интервале 160°C-200°C	ВОЗД

БИКСТ **2** ГОДА
СРОК ГОДНОСТИ

7 ФЛАКОНОВ
С ПИТАТЕЛЬНОЙ
СРЕДОЙ

MGtest **6** ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ

500 ШТУК
В УПАКОВКЕ