


ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПАРОВЫМ МЕТОДОМ 4 КЛАСС

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР



4 КЛАСС

№	Наименование	Режимы
1	«MGtest O»	120°C/90 мин, 126°C/60 мин, 132°C/45 мин, 134°C/27 мин
2	«MGtest O»	120°C/120 мин, 126°C/90 мин, 132°C/60 мин, 134°C/35 мин
3	«MGtest O»	132°C/90 мин, 134°C/60 мин

500
1000
2000 | ШТУК
В УПАКОВКЕ

MGtest 6 | ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ

