


ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 5 КЛАССА

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР

ВОЗД



5 КЛАСС

№	Наименование	Режимы	Вид стерилизации	Особенности
1	«MGtest CO ПАР ВОЗД»	Все режимы	ПАР ВОЗД	+ Обеззараживание
2	«СТЕРИМАГ-5П»	110°C - 137°C	ПАР	+ Обеззараживание
3	«СТЕРИМАГ-5ПВ»	Все режимы	ПАР ВОЗД	+ Обеззараживание
4	«MGtest ПАР ВОЗД»	Все режимы	ПАР ВОЗД	
5	«MGtest»	110°C - 137°C	ПАР	
6	«MGtest»	120°C - 137°C	ПАР	
7	«СТЕРИМАГ-5П»	120°C - 137°C	ПАР	+ Обеззараживание

500
1000
2000

ШТУК
В УПАКОВКЕ

5 класс
СТЕРИМАГ 5 ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ

MGtest 6 ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ

