

ЛЕНТА С ИНДИКАТОРАМИ-СВИДЕТЕЛЯМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УПАКОВАННЫХ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЛГС

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР

ЭО

ФОРМ

РАД

ВОЗД

ПЕР

ИЛГС


ПАР



ВОЗД



ПЕР



ЭО



ЛЕНТА ДЛЯ ФИКСАЦИИ

УПАКОВАННЫХ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЛГС

ЛГС



ИЛГС / ЛГС

ЛЕНТА ДЛЯ ФИКСАЦИИ

Ширина (мм) x длина (м):

20 x 50

25 x 50