

ПАКЕТ КОМБИНИРОВАННЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ИЗ ВЛАГОПРОЧНОЙ БЕЛОЙ БУМАГИ И ПЛЕНКИ

МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ:

ПАР

ВОЗД

ЭО

ФОРМ

РАД

ПСПВ-СТЕРИМАГ

The diagram shows a vertical rectangular template for a self-adhesive sterilization packet. At the top, there is a dashed line with a scissors icon indicating a cut line. Below this is the logo for 'МЕДТЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ'. The main text in the center reads 'ПСПВ-СТЕРИМАГ 100 x 200 мм'. There are three large rectangular boxes for labeling: 'содержимое пакета', 'дата стерилизации/подпись', and 'дата, время вскрытия/подпись'. Below these are color-coded boxes for sterilization methods: 'ПАР' (grey), 'ВОЗД' (brown), 'ЭО' (green), 'ФОРМ' (blue), and 'РАД' (red). There are also two circular icons with a crossed-out symbol and the text 'Сделано в России' at the bottom. The entire template is set against a green background.

ПСПВ-СТЕРИМАГ

ПСПВ-СТЕРИМАГ

Ширина x длина (в мм):

60 x 100	150 x 250
75 x 150	150 x 280
75 x 200	150 x 300
100 x 200	150 x 400
100 x 250	150 x 600
100 x 300	200 x 330
100 x 320	200 x 400
100 x 400	230 x 280
100 x 500	250 x 320
115 x 245	

100 ШТУК
В УПАКОВКЕ

5 ЛЕТ
СРОК ГОДНОСТИ

5 ЛЕТ
СРОК СОХРАНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНОСТИ
но не более оставшегося
срока годности